




PT UNIVERSAL



PT OUTDOOR



PT OUTDOOR

LIFTKAR® PT

**SICHER AUF DER TREPPE.
EINFACH IN DER HANDHABUNG.**

Lebensqualität ist, gemeinsam das Leben voll genießen.

Es gibt viele Gründe, warum jemand eine Zeit lang oder dauerhaft nicht selbstständig Treppen steigen kann. Für Personen, die dabei auf Hilfe angewiesen sind, bietet **SANO** Produkte, die einfach, sicher und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen sind. Keller, Erdgeschoß, erster Stock, Garten – mit dem **LiftKar PT** gehört Ihr Heim wieder ganz Ihnen. Mehr noch: Besuche beim Arzt, Amtswege, mit dem Auto zu Freunden und Verwandten fahren, Reisen mit dem Flugzeug oder Zug, Theaterabende, Ausstellungsbesuche – das alles wird wieder einfacher.



PT UNIVERSAL



FOLGEN SIE UNS
f @ in



UNTERNEHMENSZENTRALE

SANO Transportgeraete GmbH

Gewerbezeile 15
4040 Lichtenberg / Linz
Österreich

Tel.: +43 7239 / 510 10-100
Fax: +43 7239 / 510 10-001
office@sano.at
www.sano.at

NIEDERLASSUNGEN

SANO Deutschland GmbH

Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Deutschland

Tel.: +49 8033 / 308 96-0
Fax: +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de
www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.

Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tel.: +44 1473 / 333 889
Fax: +44 1473 / 333 742
info@sano-uk.com
www.sano-uk.com

SANO Handtrucks LLC

2330 Pro-Tec Way
Loganville, GA 30052
USA

Tel.: +1 470 545 1792
sales@sanohandtrucks.com
www.sanohandtrucks.com

LIFTKAR[®] PT
elektrische Treppensteiger

DE

Bei uns steht der
**Mensch im
Mittelpunkt!**



SANO 
makes life easier.

PT S

Mit integriertem Sitz***

PT S

Sicherheit und Ergonomie für den Innenbereich

Durch die kompakte Bauweise ist der **LiftKar PT S** speziell für den Einsatz auf engen bzw. gewendelten Treppen geeignet.



PT S KINDER

Der Spezialist für Sitzschalen

Der **LiftKar PT S Kinder** ist das optimale Gerät für den Gebrauch im Haus, in Schulen und angrenzenden Bereichen. Auf die spezielle Adapterplatte wird die Sitzschale einfach und mühelos befestigt.



PT OUTDOOR

Sicher unterwegs auch außerhalb des Hauses

Durch seine verstärkte Ausführung mit extragroßen Rädern, sowie erhöhter Spurbreite ist der **LiftKar PT OUTDOOR** das optimale Gerät für den Außenbereich.



- Tragkraft bis zu 130 oder 160 kg*
- Gesamtgewicht: 34,8 kg (Steigereinheit: 21 kg)
- Gesamtabmessungen: H: 1130 x B: 505 x T: 675 mm
- Minimales Treppenpodest: 800 x 900 mm
- HMV-Nr. 18.65.01.1015 (130 kg)
Pflege-HMV-Nr. 50.45.10.0012 (130 kg)
HMV-Nr. 18.65.01.1029 (160 kg)
Pflege-HMV-Nr. 50.45.10.0010 (160 kg)

- Tragkraft bis zu 130 kg
- Gesamtgewicht: 30,5 kg (Steigereinheit: 21 kg)
- Gesamtabmessungen: H: 1130 x B: 482 x T: 675 mm
- Minimales Treppenpodest: 800 x 900 mm
- HMV-Nr. 18.65.01.1015
Pflege-HMV-Nr. 50.45.10.0012

- Tragkraft bis zu 120 oder 150 kg*
- Gesamtgewicht: 37,7 kg (Steigereinheit: 24,9 kg)
- Gesamtabmessungen: H: 1130 x B: 505 x T: 675 mm
- Minimales Treppenpodest: 800 x 900 mm



für alle Modelle

- 3 Steiggeschwindigkeiten: 10, 14 und 18 Stufen pro Minute
- Spurlose Reifen
- motor unterstützte Aufstehhilfe
- Neigungssensor für optimales Fahren im Gleichgewicht
- Reichweite pro Akkuladung: von 300 bis 500 Stufen auf- und abwärts (abhängig vom Personengewicht und ob hinauf oder hinunter gefahren wird)

- Stufenkantenbremsen mit stabilen Bremsrollen
- Modulbauweise. Leicht zu transportieren (schnell und einfach in 3 Teile zerleg- und wieder zusammenbaubar)
- Ergonomische, rutschfeste und höhenverstellbare Griffe, für Rechts- und Linkshänder

* Personengewicht ** Personengewicht + Rollstuhl ***Modellabhängig

Rollstuhltransport

PT UNIVERSAL

Für Selbstfahrer-Rollstühle und Transport-Rollstühle

Einfach auf die Plattform auffahren und mit der Rückenklammer sichern. Rollstuhlbremse aktivieren und fertig! Kompakt zusammenlegbar, rasch zu verstauen.



- Tragkraft bis zu 130 oder 160 kg**
- Gesamtgewicht: 27,6 kg [Steigereinheit: 16,7 kg]
- Gesamtmaße: H: 1130 x B: 760 x T: 385 mm [1130 x 395 x 385 mm eingeklappt]
- Minimales Treppenpodest: 1100 x 900 mm
- HMV-Nr. 18.65.01.1014 (130 kg)
Pflege-HMV-Nr. 50.45.10.0013 (130 kg)
HMV-Nr. 18.65.01.1028 (160 kg)
Pflege-HMV-Nr. 50.45.10.0014 (160 kg)



PT ADAPT

Zum Befestigen an Ihrem vorhandenen Rollstuhl

Um den **LiftKar PT ADAPT** mit Ihrem eigenen Rollstuhl zu verwenden, wird der erforderliche Adapter von einer autorisierten Werkstatt montiert.



- Tragkraft bis zu 130 oder 160 kg**
- Gesamtgewicht: 24,7 kg [Steigereinheit: 15,2 kg]
- Gesamtmaße: H: 1130 x B: 482 x T: 385 mm
- Minimales Treppenpodest: 900 x 900 mm
- HMV-Nr. 18.65.01.1013 (130 kg)
Pflege-HMV-Nr. 50.45.10.0011 (130 kg)
HMV-Nr. 18.65.01.1030 (160 kg)
Pflege-HMV-Nr. 50.45.10.0015 (160 kg)



PT KOMBIPAKET

Die Komplettlösung mit hochwertigem Rollstuhl

Der **LiftKar PT KOMBIPAKET ADAPT** bietet eine bewährte Komplettlösung aus dem elektrischen Treppensteiger **LiftKar PT KOMBIPAKET ADAPT** und dem Leichtgewichts-Rollstuhl Meyra - EUROCHAIR² 2.750 inkl. Trommelbremse.



- inkl. Rollstuhl
- Tragkraft bis zu 130/160 kg**
- Gewicht ohne Rollstuhl: 23,5 kg [Steigereinheit: 14 kg]
- Gewicht des Rollstuhls: 18 kg
- Abmessungen ohne Rollstuhl: H: 1130 x B: 482 x T: 385 mm
- Minimales Treppenpodest: 900 x 900 mm
- HMV. Nr. 18.65.01.1013 (130 kg)
Pflege HMV. Nr. 50.45.10.0011 (130 kg)
HMV. Nr. 18.65.01.1030 (160 kg)
Pflege HMV. Nr. 50.45.10.0015 (160 kg)



LIFTKAR[®] PT

für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.sano-treppensteiger.de

- » Persönliche Produktvorführung vor Ort
- » Reparatur- und Geräteservice